

## ขั้นตอนการเข้าร่วมส่งตัวอย่างคัดกรองด้วยวิธี EMS พิเศษ

1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมส่งตัวอย่างคัดกรองด้วย EMS แบบพิเศษ โดยสแกน QR code



สมัครเข้าร่วมส่งตัวอย่างคัดกรองด้วย EMS พิเศษ

2. รอรับผลการลงทะเบียน Username/password สำหรับเข้าใช้งานระบบจัดส่งตัวอย่างคัดกรองด้วย EMS พิเศษ โดยทางศูนย์คัดกรองฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียน EMS ตรงถึงผู้สมัครของแต่ละรพ.
3. เพิ่มเพื่อน (Add Line) กลุ่ม EMS@ศปก. หรือกลุ่ม Ems#Gr.2 โดยสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อใช้สอบถาม/แจ้งปัญหาของการส่งตัวอย่างด้วยวิธี EMS แบบพิเศษ



กลุ่ม EMS@ศปก.

หรือ



กลุ่ม Ems#Gr.2

## ขั้นตอนการส่งตัวอย่างคัดกรองด้วยวิธี EMS พิเศษ

1. login เข้าระบบจัดส่งตัวอย่างคัดกรองด้วย EMS พิเศษ (URL <http://dmsc.thpd.co.th/> หรือลิงค์ในหน้าเว็บ [www.neoscreen.go.th](http://www.neoscreen.go.th))
2. บันทึกข้อมูลประวัติกระดาษซับเลือด/ซีรัม สร้างใบนำส่งตัวอย่าง (1 ใบงาน ไม่เกิน 20 ราย)
3. กดขอรหัสเลขนำส่ง EMS แล้วพิมพ์ใบสรุปรายการตัวอย่างและใบจำหน่ายของ EMS
4. นำใบสรุปรายการตัวอย่างพร้อมตัวอย่างกระดาษซับเลือดหรือซีรัม บรรจุในซอง และติดใบจำหน่ายของ EMS นำไปไว้ที่จุดนัดรับของสถานพยาบาล
5. เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เข้ารับพัสดุตามวันเวลาดังหมายและนำส่งศูนย์คัดกรองฯ ภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่รับซอง)

## ขั้นตอนการติดตามและดูรายงานผล

1. ติดตามสถานะของการจัดส่งตัวอย่างที่ระบบ EMS พิเศษ
2. เมื่อตัวอย่างถึงศูนย์ฯ ดูรายงานผลตรวจวิเคราะห์ที่ระบบรายงานผลตรวจคัดกรองฯ (NNSPLimsPlus)